日期

交货验收确认书

容戸 CD 143910001

致 大冢材料科技(上海)有限公司

800-988-0270 / 021-5403-0794

T E L 021-5403-6091

営業担当: 敬巍 営業担当: 星野 達也 手机: 189-6436-4903 手机: 189-6436-4903

以下商品已确认交货完成。

1) 商品

ر ا	4	ω	2	_	8
				C99-9120-54	存货编码
				热分析仪 standard Type STA7200	商品名
				C99-9120-54 热分析仪 standard Type STA7200 热分析仪 standard Type STA7200	商品名
				1	数量
				367,600	单价 (人民币含税)
		-		367,600	金额 (人民币含税)

2) 交货日/完成日

完了日	約品日		
2014年	2014年		
5月	5月		
10日	9日		

$\frac{\omega}{\omega}$ 客户确认栏

上述内容已确认。

部门 公司 日期 大家共科科技(上海)有限公司 2014 E 5 回 0

指 浴 巡 名

如上所述已完成交货、请支付以下金额。

4) 付款请求

商品余额:

183, 800 人民币

支付日期

2014年8月9日

《收款人》》 公司名称: 亚速旺(上海)商贸有限公司 开户银行: 三菱东京日联银行(中国)有限公司上海分行银行帐号: 404029-0000316032

STA7200安装验收报告

HITACHI

◎日立仪器(上海)有限公司 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

上海浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼 楼 102室(201-203)

2014年5月9日

第一页客户: Email: seiichi-aoyagi@otsukac.co.jp 部门: 材料开发 Access password: 电话: 021-60917675 大冢材料科技(上海)有限公司 传真: 负责人: pQzRFYsuSF/er7cD 青柳诚一 021-61912937 作业者: 电脑编号: 2M9CD0基后课 钟以均,姚奢 软件版本: 序列号: 10. 1U 10100937000024

	签署日期	ya Al	Serioli Ao	客户签名
	7,	0	Hold Time (min)	
		230	Limit Temperature (°C)	
	c. c.	80	Start Temperature (°C)	
口竹	156.6± 111 130.4	0.2	Sampling Time (sec)	In
♦	In 156 4	10mg	Weight	6. 温度确认
		Al open	Sample Pan	
		In	Sample	
			测试条件	
	00.00	0	Hold Time (min)	
	61 66 e	40	Heating Rate (°C/min)	
	光	950	Limit Temperature (°C)	
	字 温 佔	40	Start Temperatur (°C)	
合格		0.5	Sampling Time (sec)	5. 草酸钙失重测试
		10mg	Weight	
	总失重61.6±0.6%	Pt Open	Sample	
		nent	Sample Measurement	
			草酸钙测试	
合格	运行测试程序正常		d. 运行	
合格	连接正确、通畅		c. 气路	: >
合格	与电脑连接正常		b. 通讯	1 心 與
合格	开关机正常		a. 启动	
合格	己安装并运行正常		b. 软件	1,111
合格	开启、运行正常		a. 运行	2 田野
合格	台面水平稳固,无干扰源		d. 设置空间	
合格	湿度:3580%		c. 环境湿度	
合格	温度:10°C35°C		b. 环境温度	9 环格
合格	AC100V±10%		a. 电源电压	
合格	附属品齐全		b. 附件	
合格	徐装、划伤、装配		a. 整机	1 <i>b</i> l vii
判定	判定标准	法	检查内容、方法	检查项目
				AND HI VII AND

附表2: 仪器现地配件清单

		日期	签署日期	Et Seriota Loyland	客户负责人签名。
	,				
	7	1			稳压变压器
	7	1	片	9 Office :Office2010	办公自动化激活码
	7	1	口		鼠标
	7	1	\rightarrow		键盘
	_	1	白		显示器
ı.	<	1	片		电脑驱动光盘
	7	1	份		电脑操作手册
	1	1		型号: DELL7010	电脑:
备注	客户确认	数量	单位	项目	

作业确认书

各注	(b) 进行客户实际操作确认 (7) 进行仪器使用注意事项说明	作 业 内 容 1) 对仪器设置环境及电压进行检查 2) 安装仪器 3) 检查仪器状态和性能 4) 确认标准曲线 5) 进行原理、仪器操作培训	地 址 上海市徐汇区桂平路471号10号楼底 层A. B座	ц	客 户 名
作业者 钟以均 姚睿	人章或签字	作业结果 2014年5月9日	王 2014平5月9日 17 町	2014年5月8日 9	株式会社日立ハイテクサイエンス 作 业 日 期