销售合同

买方:

大冢材料科技(上海)有限公司

上海市徐汇区桂平路 471 号10 号楼底层A、B座

Tel: 021-60917675

卖方:

布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司

上海市浦东新区唐镇工业园金唐路145号1号楼

Tel:021-5032 0257 Fax: 021-5032 0229

一、产品名称、型号、数量、金额:

签订时间: 2020年6月24日

合同号: MBC-S20-028

序号	货物、规格描述	数量	不含税价	13%增值税	
1	品名: 气氛清洗手套箱 型号: MB-200MOD	一台	¥141,592.92	¥18,407.08	
含税总价				¥160,000.00	

- 二、质量标准: 符合国家相关标准及卖方报价文件指标要求
- 三、交(提)货地点:最终用户所在地(上海市),运费由卖方承担,但不包括卸货和设备就位。
- 四、制造商:布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司
- 五、包 装: 适用于长途运输的包装
- 六、付款方式:合同签订后7天内支付50%合同款,到货后14天内支付剩余50%合同款。
- 七、交货期: 合同签订收到预付款且确认图纸后3个月内
- 八、保修期:设备调试合格后,签订交付纪要,由卖方正式交付给买方使用。为期壹年的设备保修期

(手套、前窗、填充材料等耗材和易损件除外)自签定交付纪要之日起正式开始计算。

如果由于买方原因而在设备出厂后2个月内无法进行安装调试,则视为设备验收合格,保修期 自出厂后2个月时计起。

保修期满后,卖方提供终身免费的电话技术服务,但设备如需更换零部件,则买方应承担相应的材料 费。如需卖方工程师现场服务、需要适当收取差旅和服务费用。由于买方的操作工艺或使用物品 造成的设备损坏不在保修范围内。

关于设备安装, 验收和售后的其它事宜遵照补充说明的约定执行, 未尽事宜双方友好协商解决。

九、安 装:由布劳恩公司工程师前往客户现场进行安装,但买方应在卖方前往安装现场

前准备好安装条件(气体,电源等,由卖方传真或电子邮件通知告知详细条件)。

十、违约责任:按中国《合同法》执行。

十一、争议处理:凡因执行本合同发生争议,双方应及时协商解决,协商不成,提交卖方所在地法院处理 十二、卖方的银行信息:

开户名:布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司

开户行: 中行浦东开发区支行

帐 号: 457259217400

税 号: 91310115743294820A

买方

大冢材料科技(上海)有限公司

代表人: (盖章)

卖方

布劳恩惰性气体系统 (上海) 有限公司

代表人:

(盖章)



设备配置清单

POS. 序号	Description 说明	Art.Nr. 货号	Qty. 数量	Unit 単位
	NAD 2001 AOD (4250 /700) NAC	1500050	_	niaca/a\
1	MB-200MOD(1250/780)NAC	1500050	1	piece(s)
	模块化箱体设计,便于拓展对接MBraun标准产品			
	不包含大过渡舱			
	箱体高度约: 900mm, 箱体长度约: 1250mm, 箱体底部深度约: 780m	m		
	箱体顶部深度: 680mm, 支架高度: 1000mm			
	箱体泄漏率: <0.05 vol%/h (ISO10648-2 氧含量测试法)			
	箱体材质:不锈钢(US304) 前窗玻璃: 1块,安全玻璃材质,安装2只手套			
	手套孔圈材质: 铝合金 3层隔物架(组合式设计,安装于箱体后侧,高度可调节)			
	5左隔初来(独行式设计, 交表了相评归例, 同及习例下) 6个DN40KF法兰接口			
	1个230V电源接口			
	1套照明系统(安装于前窗顶部)			
	2个灰尘过滤器,过滤等级 HEPA H13,安装于箱体内部进/出气口			
	ZIMIL WORD, CWG VINITION XXVVIII HIVE TO THE			
2	MB-AC-250-L	1599999	1	piece(s)
	中号过渡舱,安装于箱体右侧,直径: 250mm,长度400mm			
	带有滑盘, 手动操作舱门			CF
	安装于箱体右侧			The state of the s
	带有舱体自动清洗功能			至室
3	MB-Pressure Controlling Unit	1599999	1	piece(s)
5	自动压力控制系统,箱体压力范围+/- 15mbar	1333333	1	A S
	控制阀: 电磁阀			C. C.
	气源: CDA			(IAHO
	真空泵: 耐腐蚀隔膜泵,品牌: 德国伊尔姆,耐化学腐蚀			
	不锈钢管道			
4	定制尾气吸附装置	1599999	1	piece(s)
	用于吸附尾气排出的有害气体			
	工作原理: 吸附式			13/5/
	一级吸附: 2L玻璃瓶,带有注液口和放液口,吸附液客户提供			1.00
	二级吸附: 2L玻璃瓶,带有注液口和放液口,吸附液客户提供			. O
	三级吸附: 活性碳吸附柱, 1kg活性碳填充		nixet:	
	二级吸附和三级吸附之间安装丙硫醇在线检测系统,二级吸附后的尾气	内如含有丙硫酸	醇, 检测系统	报警提示
-	I 4	2000247	1	pair/s)
5	手套	3000047	1	pair(s)

赠品: 2L玻璃瓶 2个; 活性碳: 10KG